



BES-8020AZ 医用负压吸引器



用途概况

供医院为病人作吸痰普通负压吸引用，不适用于流产吸引用。

结构组成

由负压泵、负压调节器、负压指示器、过滤器、收集容器组件、溢流保护器、锂电池与外壳组成。

产品特点

- 采用 ABS 和 PC 材料制造；
- 采用无油自润滑真空泵，无油雾污染；
- 设有溢流保护装置，可有效地防止液体进入泵体；
- 配备空气过滤器，可过滤细菌，降低对周围环境的污染；
- 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式；

技术参数

产品型号	BES-8020AZ
极限负压值	0.08 ~ 0.088MPa
瞬时抽气速率	20 ~ 29L/min
负压调节范围	0.02MPa ~ 极限负压值范围内任意调节
贮液瓶容量	1000ml
工作噪声	≤ 70dB(A)
毛重	5.5kg
包装尺寸	42cm × 25.5cm × 28cm